

## Trombosit Fonksiyon Testi (Kollajen/ADP)

### Trombosit Fonksiyon Testi (Kollajen/ADP)

Sinonim Çalıþma Zamanı Aynı gün Sonuç Verme Zamanı Çalıþma Gününde Saat 16.00 Örnek Türü Sıratlı Kan Örnek Miktarı 2 Tane Örnek Kabı Mavi kapaklı sıratlı tüp Hastanın Hazırlanması ve Örnek Alma Numune alındıktan hemen gönderilmelidir. Örnek Red Nedenleri Örnek miktarının tüpün üzerinde belirtilen düzeyde olmaması, örneğin pıhtılı ve/veya hemolizli olması, uygun tüpe kan alınmaması, örneğin dondurulup tekrar tekrar çözülmesi. Çalıþma Yöntemi İn vitro vasküler hasar oluşturarak platelet adesyonu ve agregasyonu değerlendirilir Normal Değerler 71-118 sn Kullanım Amacı Asetil Salisilik Asit (Aspirin) etkisinin/tedavisinin değerlendirilmesinde kullanılır.