

Trombosit Fonksiyon Testi (Kollajen/Epinefrin)

Trombosit Fonksiyon Testi (Kollajen/Epinefrin) Sinonim alıþma ZamanıAynı gün.Sonu Verme Zamanıalıþma Günü
16.00Örnek TürüSitratlý KanÖrnek MiktarýTüpteki iparetili yere kadar kan alınmalıdır (2 Tane)Örnek KabıMavi kapaklı sitratlı t
Hazırlanması ve Örnek AlmaNumune alındıktan sonra hemen gönderilmelidir. Örnek Red NedenleriÖrnek miktarının tüpün ü
belirtilen düzeyde olmaması, örneđin pıhtılı ve/veya hemolizli olması, uygun tüpe kan alınmaması, örneđin dondurulup tekrar
özülmesi.alıþma Yöntemiİnvitro vasküler hasar oluþturarak platelet adesyonu ve agregasyonu deđerlendirilirNormal Deđerle
snKullanım Amacıİntrinsik nedenlere bađlı platelet disfonksiyonunda, von Willebrand hastalıđında ve platelet inhibe edici
ajanların alınmasında kullanılır